



Let's
get
started

F1

如何使用 Hypervolt 2

無線震動按摩槍 - 銀河灰



使用前請詳細參閱操作說明。

在開始使用前請先

下載 Hyperice App

透過 Hyperice App，充分發揮 Hypervolt 2 的功能。跟隨引導式訓練、追蹤您的恢復進度，並從世界頂尖的專業運動員獲得技巧和建議。




充電您的 Hypervolt 2

使用 Hyperice 原廠充電器，連接 Hypervolt 2 並插入插座進行充電。

在首次使用前，需要將電池充電長達 **4** 個小時以完全充電。


請使用 Hyperice 的原廠充電器充電，請勿使用來路不明的充電器以避免毀損產品或釀成火災。



啟動您的 Hypervolt 2

選擇按摩頭

選擇所需的按摩頭，並將其直接插入連接端，同時用力推入。



打開電源

請長按約 3 秒電源開關鍵，LED 燈將亮起，即可開啟您的 Hypervolt 2。




調整段速

按壓電源開關鍵一次進入第一段速；按第二次進入第二段速；按第三次進入第三段速。



充電


充電中的電力指示燈為緩慢閃爍狀態，充飽時則是持續亮著綠燈。請使用 Hyperice 的原廠充電器充電，請勿使用來路不明的充電器以避免毀損產品或釀成火災。



如何保養

請確保電源已關閉，且未連接充電器，使用濕布輕輕擦拭。

不使用時，請存放在乾燥、陰涼和通風的地方，避免陽光直射。



為您服務

如有任何操作上的疑問可以聯絡我們，將會有客服專員為您服務，也感謝您對本產品的支持！



(04)2386-1799



customer@ursasports.com



Hyperice 台灣官網：
hyperice.com.tw



有熊運動官網：
ursasports.com



@pfm2316u



客服時間：9:00 - 17:30 (週一~週五)

按摩頭適合的部位



球形按摩頭

適合大部分的肌群或痠痛的肌肉，也是最初階的按摩頭，初次使用按摩槍可先用球形按摩頭讓肌肉熟悉震動。



叉形按摩頭

適合較長的肌肉部位，例如小腿、手臂前臂、二頭肌和腳踝（阿基里斯腱）。



扁平按摩頭

適合較大的肌群、表面部位，例如股四頭肌、腿後肌群、背部和胸部。



彈形按摩頭

表面積最小的按摩頭，適合較深入的肌群，例如臀部、髖部、斜方肌、肩膀和其他複雜的肌群。



氣墊按摩頭

適合較敏感的部位，例如手腕、腳踝、膝蓋、斜方肌和頸部周圍。